




Accusil™

アクシル ボイスプロス (低圧人工喉頭)

喉頭全摘出術後の音声回復方法のひとつです。



- 特別な訓練をほとんど必要としません。
- 一方弁により呼気流を食道側に流して、上部食道を震動させ発声を可能とします。

医療用具承認番号
21300BZY00324000


ボイスプロス



この低圧人工喉頭は、特殊一方弁により呼気流を食道側に流し発声を可能とし、また食道側からの飲食物、唾液等の侵入を防ぎます。

製品番号	全長	Fr サイズ
LPVP2022	2.2cm	20Fr
LPVP2026	2.6cm	20Fr
LPVP2030	3.0cm	20Fr
LPVP2033	3.3cm	20Fr
LPVP2036	3.6cm	20Fr


ダミープロス



ダミープロスはボイスプロス使用中に痰付着などの理由によりボイスプロスを抜き去った時、代りに留置しておきます。もし、何も留置しないでおくと、ボイスプロスの再挿入が困難になることがあります。

製品番号	全長	Fr サイズ
DP2022	2.2cm	20Fr
DP2026	2.6cm	20Fr
DP2030	3.0cm	20Fr
DP2033	3.3cm	20Fr
DP2036	3.6cm	20Fr

デプスゲージ



デプスゲージは医師が患者に合ったボイスプロスのサイズを選択する時に使用します。

製品番号	全長	Fr サイズ
VPDG20	4.3cm	20Fr

※ボイスバルブ等につきましては弊社営業担当員にお問い合わせください。

代理店

製造販売元



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950